

LAMP RAN

**Lampiran 1. Foto Buah Rambutan (*Nephelium lappaceum* L.)**



**Lampiran 2. Foto Ekstrak Etanol 50% Biji dan Kulit Buah Rambutan**



**Lampiran 3. Surat Determinasi Tanaman Rambutan (*Nephelium lappaceum* L.)****SURAT KETERANGAN DETERMINASI**

Sehubungan dengan keperluan determinasi sampel tanaman, maka kami menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Atina Nur Khasanah

NIM : K100.070.089

Fakultas : Farmasi UMS

Keperluan : Skripsi

Telah melakukan determinasi terhadap *Nephelium lappaceum* L. (Rambutan) di Laboratorium Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi UMS pada Senin 20 Desember 2010.

Surakarta, 22 Desember 2010

Mengetahui,

Kepala Laboratorium Biologi Farmasi

Ratna Yuliani, M.Biotech.St

Penanggung jawab Determinasi

Laboratorium Biologi Farmasi UMS

Hamida Febra Maya Sari S.Si

### Lanjutan Lampiran 3.

SPECIES: *Nephelium lappaceum* L.

#### KLASIFIKASI<sup>1</sup>


|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Divisi     | : Magnoliophyta                 |
| Kelas      | : Magnoliopsida                 |
| Anak kelas | : Rosidae                       |
| Bangsa     | : Sapindales                    |
| Suku       | : Sapindaceae                   |
| Marga      | : Nephelium                     |
| Jenis      | : <i>Nephelium lappaceum</i> L. |

#### KUNCI IDENTIFIKASI<sup>2</sup>

1b-2b-3b-4b-12b-13b-14b-17b-18b-19b-20b-21b-22b-23b-24b-25b-26b-27a-28b-29b-30b-31a-32a-33b-35a-36d-37b-38b-39b-41b-42a-43c-**137.Sapindaceae**-1b-2b-4a-5b-7b-8b-9a-10a-11a-12b-19b-20a-**15.Nephelium**-1a-2b-*Nephelium lappaceum* L.

#### SUMBER:

1. Cronquist, A., 1981, *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, Columbia University Press, New York, 477.
2. Backer, C.A. and van den Brink, R.C.B., 1965, *Flora of Java: Spermatophytes only Volume 2*, N.V.P. Noordhoff-Groningen-The Netherlands, 138 .

**Lampiran 4. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum DPPH**


| Peak detection |       |         |     |
|----------------|-------|---------|-----|
| Abscis.        | ABS   | Abscis. | ABS |
| 516.0          | 0.703 |         |     |

Graph      Value

**Lampiran 5. Hasil Penentuan IC<sub>50</sub> Ekstrak Etanol, Fraksi-Fraksi Kulit Buah dan Biji Rambutan serta Vitamin E**

**Ekstrak etanol kulit buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1%**


| Keterangan  | Replikasi I |         |   | Replikasi II |         |   | Replikasi III |         |       |  |  |
|---|-------------|---------|---|--------------|---------|---|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)  | 11,45311    |         |   | 25,51202     |         |   | 12,06936      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)   | 11,46312    |         |   | 25,52201     |         |   | 12,07937      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)   | 0,01001     |         |   | 0,00999      |         |   | 0,01001       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)  | Absorbansi  |         | % AR  | Absorbansi   |         | % AR  | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|   | Sampel      | Kontrol |   | Sampel       | Kontrol |   | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 2   | 0.656       | 0,737   | 10.99   | 0.719        | 0,821   | 12.42   | 0.768         | 0,867   | 11.42 |  |  |
|   | 0.657       |         | 10.85   | 0.696        |         | 15.23   | 0.790         |         | 8.88  |  |  |
| 4   | 0.563       |         | 23.61   | 0.581        |         | 29.23   | 0.724         |         | 16.49 |  |  |
|   | 0.561       |         | 23.88   | 0.528        |         | 35.69   | 0.693         |         | 20.07 |  |  |
| 6   | 0.476       |         | 35.41   | 0.414        |         | 49.57   | 0.545         |         | 37.14 |  |  |
|   | 0.450       |         | 38.94   | 0.413        |         | 49.70   | 0.511         |         | 41.06 |  |  |
| 8   | 0.347       |         | 52.92   | 0.330        |         | 59.81   | 0.464         |         | 46.48 |  |  |
|   | 0.320       |         | 56.58   | 0.310        |         | 62.24   | 0.435         |         | 49.83 |  |  |
| 10  | 0.310       |         | 57.94   | 0.218        |         | 73.45   | 0.354         |         | 59.17 |  |  |
|   | 0.289       |         | 60.79   | 0.205        |         | 75.03   | 0.350         |         | 59.63 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 6,395X – 1,176<br>R <sup>2</sup> = 0,9789<br>IC <sub>50</sub> = 8,0025 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 7,4695X -1,423<br>R <sup>2</sup> = 0,9899<br>IC <sub>50</sub> = 6,8844 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 6,419X – 3,496<br>R <sup>2</sup> = 0,9796<br>IC <sub>50</sub> = 8,3340 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 7,74 µg/mL ± 0,76   |             |         |   |              |         |   |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi kloroform kulit buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan   | Replikasi I |         |   | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|---|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 10,50822    |         |   | 22,50307     |         |  | 12,07843      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 10,51823    |         |   | 22,51307     |         |  | 12,08843      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01001     |         |   | 0,01000      |         |  | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)   | Absorbansi  |         | % AR  | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |   | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 2  | 0.610       | 0,737   | 17.23   | 0.711        | 0,821   | 13.40  | 0.787         | 0,867   | 9.23  |  |  |
|  | 0.605       |         | 17.91   | 0.694        |         | 15.47  | 0.773         |         | 10.84 |  |  |
| 4  | 0.474       |         | 35.69   | 0.537        |         | 34.59  | 0.668         |         | 22.95 |  |  |
|  | 0.493       |         | 33.11   | 0.529        |         | 35.57  | 0.661         |         | 23.76 |  |  |
| 6  | 0.370       |         | 49.80   | 0.411        |         | 49.94  | 0.579         |         | 33.22 |  |  |
|  | 0.363       |         | 50.75   | 0.455        |         | 44.58  | 0.573         |         | 33.91 |  |  |
| 8  | 0.278       |         | 62.28   | 0.235        |         | 71.38  | 0.430         |         | 50.40 |  |  |
|  | 0.244       |         | 66.89   | 0.246        |         | 70.04  | 0.430         |         | 50.40 |  |  |
| 10   | 0.173       |         | 76.53   | 0.105        |         | 87.21  | 0.306         |         | 64.71 |  |  |
|  | 0.119       |         | 83.85   | 0.108        |         | 86.85  | 0.295         |         | 65.97 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 7,7715X + 2,777<br>R <sup>2</sup> = 0,9992<br>IC <sub>50</sub> = 6,0764 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 9,0405X – 3,339<br>R <sup>2</sup> = 0,9935<br>IC <sub>50</sub> = 5,9 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 6,882X – 4,75<br>R <sup>2</sup> = 0,9938<br>IC <sub>50</sub> = 7,9555 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 6,64 µg/mL ±1,14   |             |         |   |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi etil asetat kulit buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**

| Keterangan  | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |   | Replikasi III |         |       |  |  |
|---|-------------|---------|--|--------------|---------|---|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)  | 12,78882    |         |  | 21,95367     |         |   | 11,86640      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)   | 12,79882    |         |  | 21,96367     |         |   | 11,87640      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)   | 0,01000     |         |  | 0,01000      |         |   | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)  | Absorbansi  |         | % AR   | Absorbansi   |         | % AR  | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|   | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |   | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 2   | 0.631       | 0,737   | 14,38  | 0.600        | 0,821   | 26,92   | 0.539         | 0,867   | 37,83 |  |  |
|   | 0.628       |         | 14,79  | 0.610        |         | 25,70   | 0.539         |         | 37,83 |  |  |
| 4   | 0.396       |         | 46,27  | 0.405        |         | 50,67   | 0.465         |         | 46,37 |  |  |
|   | 0.453       |         | 38,53  | 0.358        |         | 56,39   | 0.465         |         | 46,37 |  |  |
| 6   | 0.288       |         | 60,92  | 0.191        |         | 76,74   | 0.298         |         | 65,63 |  |  |
|   | 0.283       |         | 61,60  | 0.181        |         | 77,95   | 0.250         |         | 71,16 |  |  |
| 8   | 0.117       |         | 84,12  | 0.077        |         | 90,62   | 0.186         |         | 78,55 |  |  |
|   | 0.118       |         | 83,99  | 0.067        |         | 91,84   | 0.145         |         | 83,28 |  |  |
| 10  | 0.079       |         | 89,28  | 0.049        |         | 94,03   | 0.153         |         | 82,35 |  |  |
|   | 0.068       |         | 90,77  | 0.042        |         | 94,88   | 0.108         |         | 87,54 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 9,627X + 0,706<br>R <sup>2</sup> = 0,9648<br>IC <sub>50</sub> = 5,1204 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 8,7X + 16,376<br>R <sup>2</sup> = 0,9250<br>IC <sub>50</sub> = 3,8648 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 6,4395X + 25,057<br>R <sup>2</sup> = 0,9534<br>IC <sub>50</sub> = 3,8734 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 4,29 µg/mL ±0,72  |             |         |  |              |         |   |               |         |       |  |  |






### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi metanol:air kulit buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan  | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|---|-------------|---------|--|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)  | 14,57540    |         |  | 9,86915      |         |  | 17,38545      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)   | 14,58541    |         |  | 9,87915      |         |  | 17,39545      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)   | 0,01001     |         |  | 0,01000      |         |  | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)  | Absorbansi  |         | %AR  | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|   | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 2   | 0.631       | 0,737   | 14.38  | 0.683        | 0,821   | 16.81  | 0.742         | 0,867   | 14.42 |  |  |
|   | 0.628       |         | 14.79  | 0.645        |         | 21.44  | 0.743         |         | 14.30 |  |  |
| 4   | 0.483       |         | 34.46  | 0.589        |         | 28.26  | 0.664         |         | 23.41 |  |  |
|   | 0.503       |         | 31.75  | 0.539        |         | 34.35  | 0.679         |         | 21.68 |  |  |
| 6   | 0.437       |         | 40.71  | 0.458        |         | 44.21  | 0.577         |         | 33.45 |  |  |
|   | 0.465       |         | 36.91  | 0.438        |         | 46.65  | 0.568         |         | 34.49 |  |  |
| 8   | 0.368       |         | 50.07  | 0.414        |         | 49.57  | 0.509         |         | 41.29 |  |  |
|   | 0.396       |         | 46.27  | 0.419        |         | 48.96  | 0.493         |         | 43.14 |  |  |
| 10  | 0.292       |         | 60.38  | 0.370        |         | 54.93  | 0.344         |         | 60.32 |  |  |
|   | 0.258       |         | 64.99  | 0.350        |         | 57.37  | 0.396         |         | 54.33 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 5,563X + 6,096<br>R <sup>2</sup> = 0,9711<br>IC <sub>50</sub> = 7,8921 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 4,6X + 12,658<br>R <sup>2</sup> = 0,9542<br>IC <sub>50</sub> = 8,1178 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 5,2805X + 2,403<br>R <sup>2</sup> = 0,9882<br>IC <sub>50</sub> = 9,0137 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 8,34 µg/mL ± 0,59   |             |         |  |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Ekstrak etanol biji buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan   | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|--|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 10,05560    |         |  | 9,67855      |         |  | 17,76203      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 10,06561    |         |  | 9,68854      |         |  | 17,77202      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01001     |         |  | 0,00999      |         |  | 0,00999       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)   | Absorbansi  |         | % AR   | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 80   | 0,676       | 0,737   | 8,28   | 0,651        | 0,821   | 20,71  | 0,721         | 0,867   | 16,84 |  |  |
|  | 0,647       |         | 12,21  | 0,659        |         | 19,73  | 0,719         |         | 17,07 |  |  |
| 120  | 0,639       |         | 13,30  | 0,529        |         | 35,57  | 0,702         |         | 19,03 |  |  |
|  | 0,644       |         | 12,62  | 0,517        |         | 37,03  | 0,698         |         | 19,49 |  |  |
| 160  | 0,582       |         | 21,03  | 0,441        |         | 46,29  | 0,578         |         | 33,33 |  |  |
|  | 0,579       |         | 21,44  | 0,445        |         | 45,80  | 0,542         |         | 37,49 |  |  |
| 200  | 0,398       |         | 46,00  | 0,391        |         | 52,38  | 0,472         |         | 45,56 |  |  |
|  | 0,388       |         | 47,35  | 0,368        |         | 55,18  | 0,439         |         | 49,37 |  |  |
| 240  | 0,314       |         | 57,39  | 0,362        |         | 55,91  | 0,391         |         | 54,90 |  |  |
|  | 0,317       |         | 56,99  | 0,315        |         | 61,63  | 0,385         |         | 55,59 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,319X – 21,376<br>R <sup>2</sup> = 0,9177<br>IC <sub>50</sub> = 223,7492 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,2365X + 5,192<br>R <sup>2</sup> = 0,9536<br>IC <sub>50</sub> = 189,4630 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,2620X – 7,046<br>R <sup>2</sup> = 0,9642<br>IC <sub>50</sub> = 217,7328 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 210,31 µg/mL ±18,31  |             |         |  |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi kloroform biji buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan   | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|--|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 17,14250    |         |  | 17,45955     |         |  | 10,47552      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 17,15250    |         |  | 17,46956     |         |  | 10,48552      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01000     |         |  | 0,01001      |         |  | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)   | Absorbansi  |         | % AR   | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 40   | 0,580       | 0,737   | 21,30  | 0,650        | 0,821   | 20,83  | 0,790         | 0,867   | 8,88  |  |  |
|  | 0,540       |         | 26,73  | 0,650        |         | 20,83  | 0,787         |         | 9,23  |  |  |
| 80   | 0,548       |         | 25,64  | 0,547        |         | 33,37  | 0,626         |         | 27,80 |  |  |
|  | 0,517       |         | 29,85  | 0,544        |         | 33,74  | 0,612         |         | 29,41 |  |  |
| 120  | 0,469       |         | 36,36  | 0,465        |         | 43,36  | 0,544         |         | 37,25 |  |  |
|  | 0,459       |         | 37,72  | 0,478        |         | 41,79  | 0,592         |         | 31,72 |  |  |
| 160  | 0,449       |         | 39,08  | 0,408        |         | 50,30  | 0,475         |         | 45,21 |  |  |
|  | 0,456       |         | 38,13  | 0,424        |         | 48,36  | 0,491         |         | 43,37 |  |  |
| 200  | 0,317       |         | 56,99  | 0,304        |         | 62,97  | 0,347         |         | 59,98 |  |  |
|  | 0,320       |         | 56,58  | 0,324        |         | 60,54  | 0,367         |         | 57,67 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,191X + 13,922<br>R <sup>2</sup> = 0,9005<br>IC <sub>50</sub> = 188,8901 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,2441X +12,323<br>R <sup>2</sup> = 0,9896<br>IC <sub>50</sub> = 154,3507 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,28805X + 0,49<br>R <sup>2</sup> = 0,9703<br>IC <sub>50</sub> = 171,8799 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rearata IC <sub>50</sub> = 171,71 µg/mL ±17,27   |             |         |  |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi etil asetat biji buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan   | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|--|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 11,66220    |         |  | 12,15459     |         |  | 8,77923       |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 11,67222    |         |  | 12,16460     |         |  | 8,78923       |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01002     |         |  | 0,01001      |         |  | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)   | Absorbansi  |         | % AR   | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 40   | 0,592       | 0,737   | 19,67  | 0,661        | 0,821   | 19,49  | 0,640         | 0,867   | 26,18 |  |  |
|  | 0,625       |         | 15,20  | 0,668        |         | 18,64  | 0,641         |         | 26,07 |  |  |
| 80   | 0,518       |         | 29,72  | 0,525        |         | 36,05  | 0,544         |         | 37,25 |  |  |
|  | 0,541       |         | 26,59  | 0,533        |         | 35,08  | 0,543         |         | 37,37 |  |  |
| 120  | 0,483       |         | 34,46  | 0,475        |         | 42,14  | 0,445         |         | 48,67 |  |  |
|  | 0,474       |         | 35,69  | 0,458        |         | 44,21  | 0,435         |         | 49,83 |  |  |
| 160  | 0,414       |         | 43,83  | 0,385        |         | 53,11  | 0,335         |         | 61,36 |  |  |
|  | 0,423       |         | 42,61  | 0,360        |         | 56,15  | 0,336         |         | 61,25 |  |  |
| 200  | 0,387       |         | 47,49  | 0,330        |         | 59,81  | 0,296         |         | 65,86 |  |  |
|  | 0,353       |         | 52,10  | 0,350        |         | 57,37  | 0,294         |         | 66,09 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,19945X + 10,806<br>R <sup>2</sup> = 0,9923<br>IC <sub>50</sub> = 196,5104 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,24525X + 12,778<br>R <sup>2</sup> = 0,9594<br>IC <sub>50</sub> = 151,7717 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,25925X + 16,886<br>R <sup>2</sup> = 0,9912<br>IC <sub>50</sub> = 127,7300 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 158,67 µg/mL ±34,91  |             |         |  |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lanjutan Lampiran 5.

**Fraksi metanol:air biji buah rambutan**  
**Larutan stok = 0,1 %**


| Keterangan   | Replikasi I |         |  | Replikasi II |         |   | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|--|--------------|---------|---|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 11,73071    |         |  | 8,80545      |         |   | 12,11171      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 11,74071    |         |  | 8,81545      |         |   | 12,12170      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01000     |         |  | 0,01000      |         |   | 0,00999       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/mL)   | Absorbansi  |         | % AR   | Absorbansi   |         | % AR  | Absorbansi    |         | %AR   |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |  | Sampel       | Kontrol |   | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 80   | 0,570       | 0,737   | 22,66  | 0,642        | 0,821   | 21,80   | 0,799         | 0,867   | 7,84  |  |  |
|  | 0,570       |         | 22,66  | 0,686        |         | 16,44   | 0,800         |         | 7,73  |  |  |
| 120  | 0,545       |         | 26,05  | 0,676        |         | 17,66   | 0,708         |         | 18,34 |  |  |
|  | 0,528       |         | 28,36  | 0,646        |         | 21,32   | 0,707         |         | 18,45 |  |  |
| 160  | 0,480       |         | 34,87  | 0,531        |         | 35,32   | 0,451         |         | 47,98 |  |  |
|  | 0,473       |         | 35,82  | 0,505        |         | 38,49   | 0,431         |         | 50,29 |  |  |
| 200  | 0,337       |         | 54,27  | 0,423        |         | 48,48   | 0,318         |         | 63,32 |  |  |
|  | 0,326       |         | 55,77  | 0,412        |         | 49,82   | 0,326         |         | 62,40 |  |  |
| 240  | 0,266       |         | 63,91  | 0,368        |         | 55,18   | 0,196         |         | 77,39 |  |  |
|  | 0,293       |         | 60,24  | 0,342        |         | 58,34   | 0,205         |         | 76,36 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,266625X – 2,196<br>R <sup>2</sup> = 0,9495<br>IC <sub>50</sub> = 195,7656 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,26235X – 5,69<br>R <sup>2</sup> = 0,9478<br>IC <sub>50</sub> = 212,2737 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 0,4566X – 30,042<br>R <sup>2</sup> = 0,9740<br>IC <sub>50</sub> = 175,3000 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 194,45 µg/mL ±18,52  |             |         |  |              |         |   |               |         |       |  |  |



## Lanjutan Lampiran 5.

**Vitamin E**  
**Larutan stok = 0,1%**

| Keterangan   | Replikasi I |         |   | Replikasi II |         |  | Replikasi III |         |       |  |  |
|--|-------------|---------|---|--------------|---------|--|---------------|---------|-------|--|--|
| Berat botol (gram)   | 10,36520    |         |   | 9,74787      |         |  | 19,80897      |         |       |  |  |
| Botol+sampel (gram)  | 10,37522    |         |   | 9,75787      |         |  | 19,81897      |         |       |  |  |
| Berat sampel (gram)  | 0,01002     |         |   | 0,01000      |         |  | 0,01000       |         |       |  |  |
| Kadar Sampel (µg/ml)   | Absorbansi  |         | % AR  | Absorbansi   |         | % AR   | Absorbansi    |         | % AR  |  |  |
|  | Sampel      | Kontrol |   | Sampel       | Kontrol |  | Sampel        | Kontrol |       |  |  |
| 2  | 0,666       | 0,737   | 9,63  | 0,756        | 0,821   | 7,92   | 0,780         | 0,867   | 10,03 |  |  |
|  | 0,676       |         | 8,28  | 0,753        |         | 8,28   | 0,800         |         | 7,73  |  |  |
| 4  | 0,476       |         | 35,41   | 0,620        |         | 24,48  | 0,718         |         | 17,19 |  |  |
|  | 0,456       |         | 38,13   | 0,630        |         | 23,26  | 0,697         |         | 19,61 |  |  |
| 6  | 0,451       |         | 38,81   | 0,544        |         | 33,74  | 0,617         |         | 28,84 |  |  |
|  | 0,421       |         | 42,88   | 0,529        |         | 35,57  | 0,620         |         | 28,49 |  |  |
| 8  | 0,415       |         | 43,69   | 0,422        |         | 48,60  | 0,510         |         | 41,18 |  |  |
|  | 0,399       |         | 45,86   | 0,414        |         | 49,57  | 0,515         |         | 40,60 |  |  |
| 10   | 0,305       |         | 58,62   | 0,306        |         | 62,73  | 0,390         |         | 55,02 |  |  |
|  | 0,268       |         | 63,64   | 0,281        |         | 65,77  | 0,378         |         | 56,40 |  |  |
| Persamaan regresi linier:<br>Y = 5,6175X + 4,793<br>R <sup>2</sup> = 0,8810<br>IC <sub>50</sub> = 8,0475 µg/mL |             |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 6,876X – 5,262<br>R <sup>2</sup> = 0,9971<br>IC <sub>50</sub> = 8,0369 µg/mL |              |         | Persamaan regresi linier:<br>Y = 5,8075X – 4,335<br>R <sup>2</sup> = 0,9915<br>IC <sub>50</sub> = 9,3560 µg/mL |               |         |       |  |  |
| Rerata IC <sub>50</sub> = 8,48 µg/mL ±0,77   |             |         |   |              |         |  |               |         |       |  |  |



### Lampiran 6. Contoh Perhitungan EC<sub>50</sub> dan ARP

Sampel ekstrak etanol 50% kulit rambutan  
Larutan stok 0,1 %

| Kadar sampel (µg/mL) | Rerata % antiradikal ±SD | LR (X dalam µg/mL)                                     | IC <sub>50</sub> (µg/mL) | Konsentrasi DPPH (µg/mL) | EC <sub>50</sub> (µg/µg DPPH) | ARP (µg DPPH/µg sampel) |
|----------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2                    | 10,92±0,10               | Y = 6,39X<br>- 1,176<br><br>R <sup>2</sup> =<br>0,9789 | 8,0025                   | 157,7                    | 0,049                         | 2037,39                 |
| 4                    | 23,75±0,19               |  |                          |                          |                               |                         |
| 6                    | 37,18±2,50               |  |                          |                          |                               |                         |
| 8                    | 54,75±2,59               |  |                          |                          |                               |                         |
| 10                   | 59,37±2,01               |  |                          |                          |                               |                         |

Konsentrasi DPPH = 15,77 mg/100mL  
= 0,1577 mg/mL  
= 157,7 µg/mL


IC<sub>50</sub> = 8,0025 µg/mL

$$\begin{aligned}
 EC_{50} &= \frac{IC_{50} \text{ (µg/mL)}}{\text{Konsentrasi DPPH (µg/mL)}} \\
 &= \frac{8,0025 \text{ µg/mL}}{157,7 \text{ µg/mL}} \\
 &= 0,049 \text{ µg/µg DPPH}
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 ARP &= \frac{100}{EC_{50}} \\
 &= \frac{100}{0,049} = 2037,39 \text{ µg DPPH/µg sampel}
 \end{aligned}$$

### Lampiran 7. Hasil Penentuan Waktu Inkubasi Asam Galat

| t (menit) | Absorbansi   |
|-----------|--------------|
| 5         | 0,711        |
| 10        | 0,734        |
| 15        | 0,752        |
| 20        | 0,755        |
| 25        | 0,767        |
| <b>30</b> | <b>0,774</b> |
| <b>35</b> | <b>0,775</b> |
| <b>40</b> | <b>0,775</b> |
| <b>45</b> | <b>0,775</b> |
| <b>50</b> | <b>0,774</b> |
| <b>55</b> | <b>0,774</b> |
| <b>60</b> | <b>0,774</b> |
| <b>65</b> | <b>0,774</b> |
| <b>70</b> | <b>0,774</b> |
| <b>75</b> | <b>0,774</b> |
| <b>80</b> | <b>0,774</b> |






**Lampiran 8. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Asam galat**

| Peak detection |       |         |     |
|----------------|-------|---------|-----|
| Abscis.        | ABS   | Abscis. | ABS |
| 740.5          | 0.634 |         |     |

At the bottom of the screen, there are four yellow buttons labeled "Graph", "Peak", "Ext Trans", and "Valley".

### Lampiran 9. Kurva Baku Asam Galat

| Kadar Asam Galat<br>( $\mu\text{g/mL}$ ) | Absorbansi | Rerata Absorbansi<br>$\pm$ SD |
|--|------------|-------------------------------|
| 2  | 0,221      | $0,228 \pm 0,0065$            |
|  | 0,234      |                               |
|  | 0,228      |                               |
| 3  | 0,388      | $0,330 \pm 0,05$              |
|  | 0,312      |                               |
|  | 0,290      |                               |
| 4  | 0,400      | $0,422 \pm 0,03$              |
|  | 0,456      |                               |
|  | 0,409      |                               |
| 5  | 0,516      | $0,494 \pm 0,02$              |
|  | 0,467      |                               |
|  | 0,498      |                               |
| 6  | 0,630      | $0,609 \pm 0,04$              |
|  | 0,630      |                               |
|  | 0,566      |                               |



Lampiran 10. Data Kadar Fenolik Total Sampel Rambutan

|  | Sampel                                | Kadar sampel (µg/mL) | Absorbansi |       |             | GAE (mg/g sampel) |              |              |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
|  |                                       |                      | R1         | R2    | R3          | R1                | R2           | R3           |
| Kulit                                  | Ekstrak etanol (stok 0,1%, 100µL)     | 1000                 | 0,354      | 0,341 | 0,333       | 166,2             | 159,18       | 154,86       |
|  |                                       |                      | 0,346      | 0,338 | 0,335       | 161,88            | 157,56       | 155,94       |
|  |                                       |                      | 0,342      | 0,335 | 0,340       | 159,72            | 155,94       | 158,64       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 162,6±3,30        | 157,56±1,62  | 156,48±1,95  |
|  | Fraksi kloroform (stok 0,1%, 100µL)   | 1000                 | 0,364      | 0,426 | 0,427       | 171,60            | 205,08       | 205,62       |
|  |                                       |                      | 0,447      | 0,487 | 0,493       | 216,41            | 238,01       | 241,25       |
|  |                                       |                      | 0,439      | 0,493 | 0,496       | 212,10            | 241,25       | 242,87       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 200,04±24,72      | 228,11±20,01 | 229,91±21,05 |
|  | Fraksi etil asetat (stok 0,1%, 50µL)  | 1000                 | 0,496      | 0,480 | 0,457       | 485,75            | 468,47       | 443,63       |
|  |                                       |                      | 0,442      | 0,511 | 0,559       | 427,43            | 501,94       | 553,78       |
|  |                                       |                      | 0,494      | 0,516 | 0,568       | 483,59            | 507,34       | 563,50       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 465,59±33,07      | 492,58±21,06 | 520,30±66,58 |
| Ekstrak metanol:air (stok 0,1%, 100µL) | 1000                                  | 0,208                | 0,285      | 0,227 | 87,37       | 128,94            | 97,62        |              |
|  |                                       | 0,215                | 0,294      | 0,238 | 91,14       | 133,80            | 103,56       |              |
|  |                                       | 0,220                | 0,284      | 0,297 | 93,84       | 128,40            | 135,42       |              |
| Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD           |                                       |                      |            |       | 90,78±3,25  | 130,38±2,97       | 112,2±20,33  |              |
| Biji                                   | Ekstrak etanol (stok 0,1%, 100µL)     | 1000                 | 0,201      | 0,249 | 0,267       | 83,59             | 109,50       | 119,22       |
|  |                                       |                      | 0,275      | 0,250 | 0,255       | 123,54            | 110,04       | 112,74       |
|  |                                       |                      | 0,270      | 0,258 | 0,255       | 120,84            | 114,36       | 112,74       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 109,32±22,33      | 111,3±2,66   | 114,9±3,74   |
|  | Fraksi kloroform (stok 0,1%, 100µL)   | 1000                 | 0,293      | 0,265 | 0,250       | 133,26            | 118,14       | 110,04       |
|  |                                       |                      | 0,291      | 0,241 | 0,242       | 132,18            | 105,18       | 105,72       |
|  |                                       |                      | 0,288      | 0,288 | 0,243       | 130,56            | 130,56       | 106,26       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 132±1,36          | 117,96±12,69 | 107,34±2,35  |
|  | Fraksi etil asetat (stok 0,1%, 100µL) | 1000                 | 0,467      | 0,340 | 0,340       | 227,21            | 158,64       | 158,64       |
|  |                                       |                      | 0,417      | 0,397 | 0,357       | 200,22            | 189,42       | 167,82       |
|  |                                       |                      | 0,495      | 0,404 | 0,361       | 242,33            | 193,20       | 169,98       |
|  | Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 223,25±21,33      | 180,42±18,96 | 165,48±6,02  |
| Fraksi metanol:air (stok 0,1%, 100µL)  | 1000                                  | 0,268                | 0,232      | 0,256 | 119,76      | 100,32            | 113,28       |              |
|  |                                       | 0,257                | 0,280      | 0,256 | 113,82      | 126,24            | 113,28       |              |
|  |                                       | 0,249                | 0,283      | 0,250 | 109,50      | 127,86            | 110,04       |              |
| Rerata GAE (mg/g sampel) ±SD           |                                       |                      |            |       | 114,36±5,15 | 118,14±15,45      | 112,2±1,87   |              |

### Lampiran 11. Contoh Perhitungan Kadar Fenolik Total Sampel

#### Sampel ekstrak etanol kulit rambutan 0,1%

Kurva baku :  $Y = 0,0926X + 0,0462$

Kadar fenol ekstrak etanol kulit rambutan :  
Absorbansi (Y) = 0,354

$$\begin{aligned} Y &= 0,0926X + 0,0462 \\ 0,354 &= 0,0926X + 0,0462 \\ X &= 3,3240 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

$$\text{Faktor pengenceran (Fp)} = \frac{5 \text{ mL}}{0,1 \text{ mL}} = 50 \times$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar fenolik dalam 1 mL sampel :} \\ &= 3,3240 \mu\text{g/mL} \times \text{Fp} \\ &= 3,3240 \mu\text{g/mL} \times 50 \\ &= 166,2 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Kadar fenolik dalam stok :} \\ &= \frac{166,2 \mu\text{g/mL}}{0,1 \text{ g/100 mL}} \\ &= \frac{16620 \mu\text{g}}{0,1 \text{ g}} \\ &= \frac{16,62 \text{ mg}}{0,1 \text{ g}} \end{aligned}$$


$$\text{Kadar fenolik dalam 1 gram sampel} = \frac{1 \text{ g}}{0,1 \text{ g}} \times 16,62 \text{ mg}$$

$$\text{GAE} = 166,2 \text{ mg/g sampel}$$

### Lampiran 12. Hasil Penentuan Waktu Inkubasi Rutin

| t (menit) | Absorbansi   |
|-----------|--------------|
| 5         | 0,352        |
| 10        | 0,351        |
| 15        | 0,349        |
| <b>20</b> | <b>0,350</b> |
| <b>25</b> | <b>0,350</b> |
| <b>30</b> | <b>0,350</b> |
| 35        | 0,344        |
| 40        | 0,343        |
| 45        | 0,343        |
| 50        | 0,343        |
| 55        | 0,342        |
| 60        | 0,342        |



**Lampiran 13. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Rutin**


Peak detection

| Abscis. | ABS   | Abscis. | ABS |
|---------|-------|---------|-----|
| 512.0   | 0.352 |         |     |

Graph

#### Lampiran 14. Kurva Baku Rutin

| Kadar Rutin ( $\mu\text{g/mL}$ ) | Absorbansi | Rerata Absorbansi $\pm$ SD |
|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 40                               | 0,353      | 0,321 $\pm$ 0,04           |
|                                  | 0,327      |                            |
|                                  | 0,283      |                            |
| 50                               | 0,426      | 0,427 $\pm$ 0,03           |
|                                  | 0,402      |                            |
|                                  | 0,452      |                            |
| 60                               | 0,501      | 0,516 $\pm$ 0,02           |
|                                  | 0,543      |                            |
|                                  | 0,504      |                            |
| 70                               | 0,588      | 0,594 $\pm$ 0,01           |
|                                  | 0,584      |                            |
|                                  | 0,611      |                            |
| 80                               | 0,615      | 0,658 $\pm$ 0,04           |
|                                  | 0,672      |                            |
|                                  | 0,686      |                            |



Lampiran 15. Data Kadar Flavonoid Total Sampel Rambutan

|                                       | Sampel                               | Kadar sampel (µg/mL) | Absorbansi |       |             | RE (mg/g sampel) |             |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                       |                                      |                      | R1         | R2    | R3          | R1               | R2          | R3          |
| Kulit                                 | Ekstrak etanol (stok 0,1%, 1 mL)     | 1000                 | 0,277      | 0,297 | 0,266       | 165,52           | 177,41      | 158,98      |
|                                       |                                      |                      | 0,274      | 0,292 | 0,271       | 163,73           | 174,44      | 161,95      |
|                                       |                                      |                      | 0,278      | 0,290 | 0,264       | 166,11           | 173,25      | 157,79      |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 165,12±1,24      | 175,03±2,14 | 159,57±2,14 |
|                                       | Fraksi kloroform (stok 0,1%, 1 mL)   | 1000                 | 0,401      | 0,366 | 0,321       | 239,24           | 218,43      | 191,68      |
|                                       |                                      |                      | 0,435      | 0,353 | 0,319       | 259,45           | 210,70      | 190,49      |
|                                       |                                      |                      | 0,433      | 0,375 | 0,327       | 258,26           | 223,78      | 195,24      |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 252,32±11,34     | 217,64±6,58 | 192,47±2,47 |
|                                       | Fraksi etil asetat (stok 0,1%, 1 mL) | 1000                 | 0,421      | 0,419 | 0,389       | 251,13           | 249,94      | 232,10      |
|                                       |                                      |                      | 0,417      | 0,413 | 0,377       | 248,75           | 246,37      | 224,97      |
|                                       |                                      |                      | 0,437      | 0,405 | 0,405       | 260,64           | 241,62      | 241,62      |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 253,51±6,29      | 245,98±4,17 | 232,90±8,35 |
| Ekstrak metanol:air (stok 0,1%, 1 mL) | 1000                                 | 0,276                | 0,289      | 0,235 | 164,92      | 172,65           | 140,55      |             |
|                                       |                                      | 0,292                | 0,271      | 0,230 | 174,44      | 161,95           | 137,57      |             |
|                                       |                                      | 0,286                | 0,262      | 0,218 | 170,87      | 156,60           | 130,44      |             |
| Rerata RE (mg/g sampel) ±SD           |                                      |                      |            |       | 170,08±4,81 | 163,73±8,17      | 136,19±5,20 |             |
| Biji                                  | Ekstrak etanol (stok 1%, 1 mL)       | 10000                | 0,268      | 0,242 | 0,237       | 16,02            | 14,47       | 14,17       |
|                                       |                                      |                      | 0,279      | 0,251 | 0,239       | 16,67            | 15,00       | 14,29       |
|                                       |                                      |                      | 0,261      | 0,260 | 0,251       | 15,60            | 15,54       | 15,01       |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 16,096±5,40      | 15,00±5,35  | 14,49±0,45  |
|                                       | Fraksi kloroform (stok 1%, 500µL)    | 10000                | 0,387      | 0,397 | 0,343       | 46,18            | 47,37       | 40,95       |
|                                       |                                      |                      | 0,388      | 0,380 | 0,358       | 46,30            | 45,35       | 42,73       |
|                                       |                                      |                      | 0,375      | 0,366 | 0,328       | 44,76            | 43,69       | 39,17       |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 45,75±0,86       | 45,47±1,84  | 40,95±1,78  |
|                                       | Fraksi etil asetat (stok 1%, 200µL)  | 10000                | 0,422      | 0,445 | 0,433       | 125,86           | 132,70      | 129,13      |
|                                       |                                      |                      | 0,433      | 0,433 | 0,451       | 129,13           | 129,13      | 134,48      |
|                                       |                                      |                      | 0,435      | 0,444 | 0,436       | 129,73           | 132,40      | 130,02      |
|                                       | Rerata RE (mg/g sampel) ±SD          |                      |            |       |             | 128,24±2,08      | 131,41±1,98 | 131,21±2,87 |
| Fraksi metanol:air (stok 1%, 1 mL)    | 10000                                | 0,216                | 0,216      | 0,223 | 12,93       | 12,93            | 13,34       |             |
|                                       |                                      | 0,221                | 0,221      | 0,220 | 13,22       | 13,22            | 13,16       |             |
|                                       |                                      | 0,234                | 0,225      | 0,254 | 13,99       | 13,46            | 15,18       |             |
| Rerata RE (mg/g sampel) ±SD           |                                      |                      |            |       | 13,38±5,52  | 13,20±2,68       | 13,89±1,12  |             |



### Lampiran 16. Contoh Perhitungan Kadar Flavonoid Total Sampel

#### Sampel ekstrak etanol kulit rambutan 0,1%

Kurva baku :  $Y = 0,00841X - 0,0014$

Kadar flavonoid ekstrak etanol kulit rambutan :  
Absorbansi (Y) = 0,277

$$\begin{aligned} Y &= 0,00841X - 0,0014 \\ 0,277 &= 0,00841X - 0,0014 \\ X &= 33,1034 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

Faktor pengenceran (Fp) =  $\frac{5 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} = 5$

Kadar flavonoid dalam 1 ml sampel :  
 $= 33,1034 \mu\text{g/mL} \times \text{Fp}$   
 $= 33,1034 \mu\text{g/mL} \times 5$   
 $= 165,52 \mu\text{g/mL}$

Kadar flavonoid dalam stok :  
 $= \frac{165,52 \mu\text{g/mL}}{0,1 \text{ g/100 mL}}$   
 $= \frac{16552,00 \mu\text{g}}{0,1 \text{ g}}$   
 $= \frac{16,552 \text{ mg}}{0,1 \text{ g}}$

Kadar flavonoid dalam 1 gram sampel =  $\frac{1 \text{ g}}{0,1 \text{ g}} \times 16,552 \text{ mg}$

RE = 165,52 mg/g sampel